

LORD



AGUJA PERICRANEAL

Aguja estéril desechable, con aletas adheribles a las agujas, con punta de lanceta de corte incisivo, recubierta con silicona, tubo de extensión de 30 cm., con conector luer lock, protector individual, codificación de color de acuerdo al calibre solicitado.

Presentación:

Producto listo para su uso. Cajas X 100 unidades.

	Calibre
Cat. 14503	20 G
Cat. 14504	21 G
Cat. 14505	22 G
Cat. 14506	23 G
Cat. 14507	24 G

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: China

