

LORD

AGUJAS DESCARTABLES

Esterilizadas por e. O. Gas
- empacadas al vacío:
Papel desprendible desde
la parte posterior, de
acuerdo a nuevas
tendencias adoptadas a
nivel mundial, fácil de
tomar y usar.



Cubierta de aguja

Código de color Internacionalmente aceptado, para fácil selección del calibre deseado y uso seguro, cubierta transparente, tratamiento de ozono para mayor firmeza de la aguja.

Punta de la aguja

Bisel multifacético de la aguja, permite inyectar con suavidad, virtualmente sin dolor, procesos automatizados de pulimento y lubricación, estricto proceso de control de calidad, asegura la consistente calidad de este producto, acero inoxidable de grado quirúrgico.

Presentación

Producto estéril, listo para su uso. Cajas de 100 unidades

	Color	Calibre:
Cat. 100341	Rosado	18G x 1 1/2"
Cat. 100371	Amarillo	20G x 1 1/2"
Cat. 100351	Verde	21G x 1 1/2"
Cat. 100401	Negro	22G x 1 1/2"
Cat. 100451	Azul claro	23G x 1"

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: China

