

LORD

BOLSAS DE ORINA

Nuestra línea de bolsas de orina LORD son de calidad superior, fabricados con altos estándares de calidad, asegurando que el usuario no experimentará ningún tipo de alergia ni reacción física a las bolsas de orina LORD.



BOLSA DE ORINA PEDIÁTRICA

Colector de orina pediátrico, diseñado para uso de corto tiempo, capacidad de 100 ml, con almohadilla para asegurar el confort del paciente, ideal tanto para niñas como niños.

Presentación

Empacado estéril, listo para su uso. Caja de unidades.

Cat. 51016 – pediátrica

PPaís de origen: China

FFabricado por: Prosemed Corporation

BOLSA DE ORINA DE ADULTO

Apropiados para sistemas cerrados de drenaje de orina para cortos y largos períodos de utilización. Fabricados con láminas de Cloruro de Polivinilo de suave grado clínico. Orificios reforzados que permiten fácil sostén de la bolsa y provee una máxima protección contra desgarres. La característica del botón presionar halar permite un conveniente vaciado. Provisto con un tubo resistente de 90 cm. y una llave conectora universal. Capacidad de 2000 ml., con Válvula Anti-reflujo y con botón de salida.

Presentación

Empacado estéril, listo para su uso. Caja de unidades

Cat. 14500 - Standard

Cat. 14499 - R-5 (largos periodos de uso)

PPaís de origen: India

