

LORD



BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN

Nuestros brazaletes o pulseras de identificación LORD son fabricados con vinilo blanco para proteger pieles sensibles, con cierre a presión y sin piezas metálicas. Convenientemente impermeables, presentan perforaciones ajustables que se adaptan a cualquier tamaño de muñeca, tanto en el modelo pediátrico, como en el de adulto. Solamente son removibles si se cortan. Disponibles con tarjeta de identificación para escribir datos del paciente.

Presentación

Producto listo para su uso. Caja de 100 unidades

Cat. 14000 Pediátrico

Cat. 14005 Adulto

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: China

