

LORD



CATÉTER INTRAVENOSO

Especial para inserción intravenosa. El teflón es radio opaco y suficientemente flexible para proteger al paciente de lesiones. Constituye un material inactivo y seguro para el uso prolongado. No se divide, raja, ni retrocede.

Presentación

Empacado estéril en forma blister, listo para su uso. Cajas de 50 unidades.

Cat. 10061	18G X 1 ¼"
Cat. 10064	18G X 1 ¾"
Cat. 10065	18G X 2"
Cat. 10062	20G X 1 ¼"
Cat. 10060	22G X 1"
Cat. 10063	24G X ¾"
Cat. 10059	24G X 1"

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: India

