

LORD



CATÉTER DE SUCCIÓN

Especial para la remoción de secreciones de la tráquea y de los bronquios. Provisto con una válvula de control de aspiración tipo “TC” para ser controlada con el dedo pulgar (control digital), para una apropiada maniobrabilidad. Fabricado de polivinilo (PVC) de grado médico, no irritante ni tóxico.

Presentación

Empacado estéril, listo para su uso. Caja de 100 unidades.

CAT. 14522	5FR	CAT. 14526	12FR
CAT. 14523	6FR	CAT. 14527	14FR
CAT. 14524	8FR	CAT. 14528	16FR
CAT. 14525	10FR	CAT. 14529	18FR

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de Origen: India

