

LORD



SONDAS FOLEY

Nuestra línea de sondas Foley LORD son de calidad superior, fabricados con altos estándares de calidad y recubiertos con silicona, para maximizar el confort del paciente. Presentan puntas redondeadas y suave textura para minimizar el trauma de inserción y extracción durante el procedimiento. Con marcas claramente visibles para facilitar el manejo del profesional, flexibles y resistentes a quiebres.

- Capacidad: 3 cc, 5 cc y 30 cc.
- 2 vías

Presentación

Empacado estéril, listo para su uso. Caja de 100 unidades.

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Cat. 14608 | 8 fr. | Cat. 14618 | 18 fr. |
| Cat. 14610 | 10 fr. | Cat. 14620 | 20 fr. |
| Cat. 14612 | 12 fr. | Cat. 14622 | 22 fr. |
| Cat. 14614 | 14 fr. | Cat. 14624 | 24 fr. |
| Cat. 14616 | 16 fr. | | |

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: China

