



ESTERILOMETRO

Cinta adhesiva para ser utilizada en esterilización, con tiras indicadoras químicas especialmente diseñadas para resistir altas temperaturas en esterilización a vapor.

BOLSA PARA ESTIRILIZAR

Bolsas diseñadas en papel de alta calidad para introducir instrumental u objetos para esterilizar, termosellables, con marcador químico que cambia de tonalidades según los grados de esterilización.

CATALOGO TAMAÑO

11101	1/2"
11102	3/4"
11103	1"

CATALOGO TAMAÑO

11129	3" x 8"
11130	5" x 10"
11131	6" x 12"
11132	7" x 12"
11133	8" x 16"
11134	12" x 18"
11135	18" x 24"

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: China