

LORD



ESPÉCULOS VAGINALES

Nuestra línea de espéculos vaginales LORD es de calidad superior, fabricados en poliestireno de calidad transparente. Permiten una penetración suave con una sola mano, no requieren lubricantes con la sola excepción de agua y facilitan una colocación sin deslizamientos. Su dispositivo de cierre automático acelera la examinación y ahorra tiempo. Por ser un producto de único uso, previene el problema de la contaminación cruzada.

Presentación

Empacado estéril, listo para su uso. Caja por 200 unidades.

Cat. 11000

Tamaño pequeño

Cat. 11001

Tamaño mediano

Cat. 11002

Tamaño grande

Fabricado por: Prosemed Corporation

País de origen: China

