

LORD



SET DE INFUSIÓN INTRAVENOSA

Dispensadores adaptables para administración de soluciones con cámara cilíndrica plegable con filtro, tubería lisa, resistente a torceduras, regulador de flujo para gotas, puerto en Y.

**Desechable, no tóxico, no pirogénico.
Empaque estéril, listo para su uso.**

CATALOGO:

10055 – Con aguja 21G x 1 1/2"

10057 – Sin aguja

**Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: India**



MICROGOTERO

La bureta mide el comportamiento del volumen de 100 ml, con límite de desbordamiento 10 ml, el goteo micro permite 60 gotas por ml.

La bureta es de material acrílico transparente, conveniente para la infusión de todos los líquidos; La válvula auto flotante está especialmente diseñada para prevenir cualquier interceptación del aire en el nivel hidráulico o en el sistema venoso del paciente.

El regulador del rodillo proporciona control de flujo exacto.

Enchufes separados para la medicación adicional, cinta estéril individual y sistema volumétrico.

**Desechable, no tóxico, no pirogénico.
Empaque estéril, listo para su uso.**

CATALOGO:

10056

