

# LORD



## JERINGUILLAS

Esterilizadas por e. o. gas, con validez de 5 años, libre de pirogenos, graduación en decimales, fabricada con polipropileno, punta de rosca, aguja de acero inoxidable de grado quirúrgico con código de color, internacionalmente aceptado, bisel multifacético de la aguja, permite inyectar con suavidad.

### Presentación

Producto estéril desechable, empaque individual listo para su uso.

|                   |                   |                      |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Cat. 10000</b> | 1cc 29G x 1/2"    | Caja de 100 unidades |
| <b>Cat. 10002</b> | 1cc 26G x 3/8"    | Caja de 100 unidades |
| <b>Cat. 10005</b> | 3cc 21G x 1 1/2"  | Caja de 100 unidades |
| <b>Cat. 10010</b> | 5cc 21G x 1 1/2"  | Caja de 100 unidades |
| <b>Cat. 10015</b> | 10cc 21G x 1 1/2" | Caja de 100 unidades |
| <b>Cat. 10020</b> | 20cc sin aguja    | Caja de 50 unidades  |
| <b>Cat. 10030</b> | 50cc sin aguja    | Caja de 25 unidades  |

**Fabricado por: Prosemed Corpotation**

**País de origen: China**

