

LORD



SONDAS NELATON

Especial para procesos de caterización de vejiga a través de la uretra. Extremo distal en forma de cono para una introducción atraumática con dos orificios laterales para un eficiente drenaje. Extremo proximal con adaptador universal de embudo que facilita la conexión de extensiones. Fabricado con PVC no tóxico, no irrita la mucosa sensible.

Presentación

Empacado estéril en forma blister, listo para su uso. Cajas de 100 unidades.

Cat. 14512	6FR	Cat. 14517	16FR
Cat. 14513	8FR	Cat. 14518	18FR
Cat. 14514	10FR	Cat. 14519	20FR
Cat. 14515	12FR	Cat. 14520	22FR
Cat. 14516	14FR	Cat. 14521	24FR

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: India

