



TERMÓMETROS

Nuestra línea de termómetros LORD es de calidad superior, fabricados con altos estándares de calidad, asegurando que el usuario no experimentara ningún tipo de alergia ni reacción física a los termómetros LORD.

Características Termómetros de Vidrio

Escala doble, con precisión de 0.1°C ó 0.1°F . Presentan fondo amarillo para facilitar la lectura y tapón plástico codificado en color para identificar termómetro oral del termómetro rectal.

CATALOGO

11053 - Orales
11054 – Rectales

Fabricado por: Prosemed Corporation
Pais de origen: China

Características Termómetros Digital

Estuche unitario de cartón que contiene instrucciones y estuche de plástico rígido que protege el termómetro de golpes. Se alimenta con una pila tipo alcalina, periodo de medición 60 segundos. Medida axilar, rectal u oral, con desactivación automática, display LCD, con aviso de error de medición e indicación de la temperatura.

CATALOGO

11052 - Digital