

# LORD



## **TUBO DE ALIMENTACIÓN**

Especial para nutrición de neonatos e infantes. Tubo de baja fricción lubricado con silicón y punta extra suave, para asegurar entubación libre de traumas. Extremo proximal adaptado con boca hembra tipo luer que facilita la conexión para suministrar las sustancias nutricionales. Extremo distal en forma de cono con dos orificios laterales. Con línea radio paca a lo largo del tubo para visualización por rayos-X, fabricado con PVC no tóxico. No irrita la mucosa sensible.

## **Presentación**

Producto empacado estéril, listo para su uso. Caja de 100 unidades.

<b>Cat. 19959</b>	<b>5FR</b>
<b>Cat. 19960</b>	<b>6FR</b>
<b>Cat. 19961</b>	<b>7FR</b>
<b>Cat. 14537</b>	<b>8FR</b>
<b>Cat. 14538</b>	<b>9FR</b>
<b>Cat. 19965</b>	<b>10FR</b>

**Fabricado por: Prosemed Corporation**  
**País de origen: India**

