

# LORD



## **TUBO DE LEVIN**

Especial para la aspiración y alimentación gastrointestinal, con línea radio opaca a lo largo del tubo para visualización por rayos-X, con extremo distal en forma de cono con cuatro orificios laterales. Fabricado con PVC no tóxico, no irrita la mucosa sensible.

### **Presentación**

Empacado estéril, listo para su uso. Caja de 50 unidades.

<b>Cat. 14530</b>	<b>8FR</b>	<b>Cat. 14534</b>	<b>16FR</b>
<b>Cat. 14531</b>	<b>10FR</b>	<b>Cat. 14535</b>	<b>18FR</b>
<b>Cat. 14532</b>	<b>12FR</b>	<b>Cat. 14536</b>	<b>20FR</b>
<b>Cat. 14533</b>	<b>14FR</b>		

**Fabricado por: Prosemed Corporation**  
**País de origen: India**

