

LORD



TUBOS AL VACIO

Tubos de vidrio con vacío predeterminado vacutainer para la toma de muestras de sangre venosa, que ofrecen al usuario la enorme ventaja de trabajar con un producto con características mecánicas realmente extraordinarias por su seguridad y eficacia.

Presentación

Producto estéril desechable, empaque por 100 unidades, listo para su uso.

- Cat. 59904** Tapa Roja, Cristal seco
- Cat. 59905** Tapa azul, Citrato de sodio
- Cat. 59906** Tapa morada, EDTA
- Cat. 59907** Tapa verde, Heparina sódica
- Cat. 59908** Tapa naranja química
- Cat. 59909** Tapa amarilla, Solución ácida A

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: China

